



# *Ministero dell'Interno*

**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

*Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale*

**Ufficio Tecnico e Analisi di Mercato**

**Settore V – Equipaggiamento e Casermaggio**

*Scheda tecnica del 26.01.2021*

**KIT DECONTAMINANTE PER LAVAGGIO  
OCULARE**

## GENERALITÀ

Il kit decontaminante per lavaggio oculare si compone dei seguenti dispositivi:

- N. 2 Flacons da **250 ml** contenenti soluzione salina sterile e priva di endotossine, per la decontaminazione ed il lavaggio oculare d'emergenza; i flaconi recano un tappo ergonomico, un guscio per occhi e un coperchio antipolvere;
- N. 2 paia di guanti in nitrile antiallergici, ambidestri, privi di polvere (talcatura), taglia M e taglia L;
- N. 1 pacchetto di garze sterili 10 cm x 10 cm;
- N. 1 foglio illustrativo contenente le informazioni tecniche, la classe del dispositivo medico, le istruzioni per l'uso e lo smaltimento;
- N. 1 sacchetto in materiale plastico, trasparente, di idonea resistenza e capacità per il contenimento del materiale sopraindicato.

## CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO

I **flaconi contenenti soluzione salina** dovranno esser conformi a tutte le disposizioni della Unione Europea applicabili e riportare il marchio CE con indicazione della classe del dispositivo medico in ottemperanza al Reg. 2017/745/UE e direttiva 93/42/CE. La validità del prodotto dovrà esser di almeno **2 anni**.

I **guanti** e le **garze sterili** dovranno esser conformi a tutte le disposizioni della Unione Europea applicabili e riportare il marchio CE.